

I denne enheten har vi integrert en radiosender for trådløs kommunikasjon mellom enheten og trygghetsalarmeren. For at enheten skal kunne sende alarmsignaler gjennom trygghetsalarmeren må du parkoble dem.

Parkoble radiosenderen med trygghetsalarmeren

1. **På medisindispenseren:** Hold inne alle tre knappene til **TEST** vises på displayet, og trykk deretter på knapp 3 for å starte full alarmsekvens.
2. **På trygghetsalarmeren:** Start parkoblingsmodus ved å holde inne den **grønne knappen** i fire sekunder til du hører et pip. Slipp knappen. Etter noen sekunder sendes et signal fra medisindispenseren.
3. **På trygghetsalarmeren:** Trykk på **alarmknappen** for å koble til den nye enheten. Tilkoblingen bekreftes med en ny pipelyd.
4. **På medisindispenseren:** Hold inne knapp 1 for å gå ut av TEST-modus.

Du finner mer informasjon om hvordan du parkobler trygghetsalarmeren med radiosenderen i brukerhåndboken for trygghetsalarmeren.

Teste alarmeren etter parkobling

1. **På medisindispenseren:** Hold inne alle tre knappene til **TEST** vises på displayet, og trykk deretter på knapp 3 for å starte full alarmsekvens. Etter noen sekunder sendes et signal fra medisindispenseren.
2. Påse at trygghetsalarmeren mottar alarmsignalet (blir aktivert).
3. **På medisindispenseren:** Hold inne knapp 1 for å gå ut av TEST-modus.

Varsel om lavt batterinivå

Enheten utløser automatisk et alarmsignal ved lavt batterinivå. Bytt batteri så snart som mulig etter at lavt batterinivå er indikert.